

スポッとはめてしっかり安定。オートクレーブ滅菌対応。

# シリコンスタンド

薬瓶・スポイト薬瓶用  
有帽瓶（大）用

場所をとらず  
安定性向上




移動時の  
転倒防止  
振動音の  
抑止に





# シリコンスタンド

## 薬瓶・スポイト薬瓶用



商品コード：S-02  
 商品名：薬瓶用シリコンスタンド  
 カラー：白（透明）  
 内容量：5個  
 JANコード：4560241649513

## 有帽瓶（大）用



商品コード：S-03  
 商品名：有帽瓶用シリコンスタンド  
 カラー：白（透明）  
 内容量：3個  
 JANコード：4560241649537

### 使用上の注意

- 連続して滅菌機にかけると歪みが生じる可能性があります。
- 材質上、シールの貼付やペンでの書き込みは出来ません。
- ホコリや汚れが付いた場合は速やかに洗浄してください。
- 光や薬品の浸食、経年劣化により変色する場合がありますが、品質には問題ありません。
- 薬瓶や有帽瓶には若干のサイズの違いがあるので、個々のフィット感に差が生じる場合があります。

# シリコン製 キャップオープナー

硬く締まってしまった  
フタの開放に

薬瓶・有帽瓶用





シリコン製で  
グリップ力  
あり

汚れた場合は  
滅菌機で  
洗浄OK!




# シリコン製 キャップオープナー


薬瓶・有帽瓶用



1 硬く締まってしまった瓶に



2 本製品をかぶせて



3 回すと、



4 ラクに開きます。

商品コード：S-01  
商品名：シリコン製キャップオープナー  
カラー：ピンク  
内容量：1個  
JANコード：4560241649506

## 使用上の 注意

- 連続して滅菌機にかけると歪みが生じる可能性があります。
- 材質上、シールの貼付やペンでの書き込みは出来ません。
- ホコリや汚れが付いた場合は速やかに洗浄してください。
- 光や薬品の浸食、経年劣化により変色する場合がありますが、品質には問題ありません。
- 締め具合によっては本製品を用いても開かない場合があります。
- 先の尖った物で刺すとシリコンが傷つきますのでご注意ください。